

Ambulancia OJZ-593	Parqueo	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros. y demás mantenimiento que se requiera anula.	Correctivo	Mensual	12/1/2024	15/5/2024	x	X	X										
ALMACEN	Mantenimiento	Revisión y verificación de las piezas mecánicas - Verificación del voltaje de alimentación y del sistema electrónico - Verificación del estado del tablero digital -	Preventivo	Mensual	3/9/2023	7/10/2023	x	X	X	X									
Incubadora	Pre-Parto	Verificación de componentes, Revisión de motor, Revisión termostato control RPM, Inspección de la cúpula y seguros puertas, Verificación y comprobación del panel frontal, Revisión de la tarjeta mother board	Preventivo	Trimestral	3/9/2023	7/6/2024	x	X	X										
Aspirador (2)	Pre-Parto	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	3/9/2023	7/12/2023	x	X	X										
RAYOS X PORTATIL	RAYOS X	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv, amp.	Preventivo	Trimestral	15/7/2023	15/10/2023	x	X	X										
MAQUINA REVELADORA	RAYOS X	Desactivar el interruptor mural y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores adecuados, Quitar	Preventivo	Trimestral	10/7/2023	11/10/2023	x	X	X										
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	RAYOS X	los "cross-over" que conectan los 4 racks, Extraer los 4 racks de la reveladora, Limpiar y lavar cuidadosamente los tanques, Limpiar y lavar a fondo los racks del revelador, fijador y agua, así como todos los "cross-over", Limpiar con una esponja húmeda los rodillos y las guías de la secadora, Descargar los contenedores de regeneración y lavarlos Cuidadosamente, Sustituir el filtro del ventilador de la secadora, Recolocar racks y "cross-over" en la reveladora.	Preventivo	Trimestral	11/7/2023	11/10/2023	x	X	X										
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	RAYOS X	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/7/2023	12/10/2023	x	X	X										
NEBULIZADOR	ALMACEN DE FARMACIA	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de	Preventivo	Trimestral	12/7/2023	12/10/2023	x	X											

Los
Mantenimientos
correctivos se
realizan según
demanda

