

Fecha Realización: 15/05/2024

Tiempo de Ejecución: 1 hora

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	x			El equipo se encuentra en un ambiente estándar del sistema
Efectuar limpieza integral externa del equipo.			x	La limpieza es continua del equipo siempre y cuando lo amerite
Inspeccionar externamente el equipo.			x	No hay nada fuera de lo normal
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recámara.		x		Realizado con efectividad
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.			x	Todo en orden
Verificar el valor de la temperatura de la recámara.			x	Sin variación de temperatura
Verificar el sistema de alarma.			x	Verificado y en orden
Realizar ciclos de modelos de operaciones.			x	Como dice el proceso, todo en orden

Firma del Técnico: Sr. Ricardo Delgado