



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

Mayo/2024

Tiempo de Ejecución:

**Rutina De Mantenimiento Preventivo
Planificado**

1

2

3

Observaciones

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.

✓

Efectuar limpieza integral externa del equipo.

✓

Inspeccionar externamente el equipo.

✓

Inspeccionar ElectrodoS pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.

✓

Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.

✓

Verificar el valor de la temperatura de la recamara.

✓

Verificar el sistema de alarma.

✓

Realizar ciclos de modelos de operaciones.

✓

Firma del Técnico:

[Handwritten signature]

