

Fecha Realización:

27/06/2024

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01 Fecha de aprobación: 14/03/2019

Tiempo de Ejecución:

1 hora

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	x			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Efectuar limpieza integral externa del equipo.		x		TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Inspeccionar externamente el equipo.	x			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Inspeccionar Electrodos pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.			x	TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	x			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Verificar el valor de la temperatura de la recamara.	x			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Verificar el sistema de alarma.	x			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Realizar ciclos de modelos de operaciones.	x			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

Firma del Técnico: Sr. Ricardo Delgado.