

Fecha Realización: 21/07/2024

Tiempo de Ejecución: 1 hora

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado	1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	X			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Efectuar limpieza integral externa del equipo.		X		TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Inspeccionar externamente el equipo.	X			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recámara.			X	TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	X			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Verificar el valor de la temperatura de la recámara.	X			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Verificar el sistema de alarma.	X			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Realizar ciclos de modelos de operaciones.	X			TODO ESTA EN PERFECTO ESTADO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

Firma del Técnico: Sr. Ricardo Delgado.