

Fecha Realización: 14/08/2024

Tiempo de Ejecución: 1:30 hora

| Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado | 1 | 2 | 3 | Observaciones |
|--|----------|----------|----------|---|
| Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. | x | | | El equipo se encuentra en un ambiente estándar del sistema |
| Efectuar limpieza integral externa del equipo. | | | x | La limpieza es continua del equipo siempre y cuando lo amerite |
| Inspeccionar externamente el equipo. | | | x | No hay nada fuera de lo normal |
| Inspeccionar Electroodos pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara. | | x | | Realizado con efectividad |
| Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores. | | | x | Todo en orden |
| Verificar el valor de la temperatura de la recamara. | | x | | Sin variación de temperatura |
| Verificar el sistema de alarma. | | | x | Verificado y en orden |
| Realizar ciclos de modelos de operaciones. | | | x | Como dice el proceso, todo en orden |

Firma del Técnico: **Sr. Ronny Sanchez**

HMSLLM