

Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

FECHA: Enero 2025


Cambio de llavin area de laboratorio.



Control cloracion agua cisterna

control	Jemoma	Cloro	mano	medida
Fecha	Hora	Producto	Medida	Medida
6/1/2025	11:30 AM	Cloro gomol	100 ml	3 litros
13/1/2025	1:30 AM	Cloro gomol	100 ml	3 litros
20/1/2025	11:30 AM	Cloro gomol	100 ml	3 litros

Calendario cloracion agua cisterna




 Dra. Margarita Chovet
 Directora


 Sr. Martires Rosaro
 Encargado de Mantenimiento



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2021

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
 XXI-FC-XXX Versión: 01
 Fecha de aprobación: 6/06/2021

Instalación / Maquinaria	Ubicación del Equipo a mantener	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Cisterna	agua	Cloración de agua	Preventivo	Semanal	ene-25	feb-25	X																	
Agua de laboratorio	Ureña	Suministro de gas a aire acondicionado	Preventivo	Según necesidad	ene-25	feb-25	X																	
EM-046 Esterilizador en pauta con generador a vapor 600-800 litros	Napalmira	Verificación de estado de válvula en UPS y Cambio de aceite de salida del Válv. UPS	Preventivo	Cada 3 meses	ene-25	mar-25	X																	
EM-184 Mesa para cirugía general	Napalmira	Revisión y ajuste del sistema hidráulico, revisión de controles, engrase y lubricación de partes mecánicas y mantenimiento en general	Preventivo	Cada 3 meses	ene-25	mar-25	X																	


 Dra. Magaly Choquet
 Directora


 Subdirector
 E

